



FIMI S.p.A.
26010 IZANO (CR)
Via delle Industrie, 6
Tel. 0373 780 193
Fax 0373 244 184
P.I.02148581206
www.fimi.net
info@fimi.net



PRODOTTI CHIMICI PER TRATTAMENTO ACQUA, IDRAULICA, CONDIZIONAMENTO, ISOLAMENTO, GAS

SCHEMA TECNICA

Art. 02460 CARTINE TORNASOLE

La concentrazione di ioni idrogeno, universalmente conosciuta come pH, è il parametro più frequentemente analizzato nei laboratori, sia in campioni acquosi sia in quelli solidi, in campo ambientale ma anche in settori diversi come l'alimentare, il farmaceutico, il cosmetico.

Per questo le CARTINE TORNASOLE sono utilizzate per avere sul campo una rapida e facile indicazione, per comparazione cromatica del valore del pH di una soluzione.

Scala 0-14

Per il loro uso è sufficiente strappare un pezzo di cartine, immergerlo nel campione e confrontarne il colore assunto con una scala colorimetrica stampata sulla confezione.

Data di compilazione, settembre 2017