

CARTINE TORNASOLE



1. Descrizione

La concentrazione di ioni idrogeno, universalmente conosciuta come pH, è il parametro più frequentemente analizzato nei laboratori, sia in campioni acquosi sia in quelli solidi, in campo ambientale ma anche in settori diversi come l'alimentare, il farmaceutico, il cosmetico.

Per questo le CARTINE TORNASOLE sono utilizzate per avere sul campo una rapida e facile indicazione, per comparazione cromatica del valore del pH di una soluzione.

Scala 0-14.

2. Istruzioni per un corretto utilizzo

Per il loro uso è sufficiente strappare un pezzo di cartine, immergerlo nel campione e confrontarne il colore assunto con una scala colorimetrica stampata sulla confezione.

COD. ART	DESCRIZIONE	U.M.	IMB.
02460	CARTINE TORNASOLE (100 STRISCE)	Nr	1